

# ЕЛАСТИЧНА ОРТЕЗА ЗА КЛЮЧИЦА 5322

- Изработена от вентилиран еластичен материал за удобство и дишаемост.
- 2 подвижни пластмасови опори за стабилност.
- Подплънки под мишниците за допълнителен комфорт.
- Дишащ материал, който отвежда влагата.

Показания:

- Кифоза (гърбичка).
- Поддръжка на ключицата.
- Следоперативна употреба.

Противопоказания / Странични ефекти:

- Може да предизвика алергични реакции при хора, чувствителни към материали-те на продукта.
- Ако се появи раздразнение, обрив или постоянна болка, прекратете употребата и се консултирайте с лекар.
- В случай на сериозно нежелано събитие, свързано с продукта, информирайте производителя и компетентния орган.

Инструкции за употреба:

1. Поставете презрамките над раменете.
2. Закрепете коремните каишки около талията.
3. Прекарайте презрамките под мишниците и ги закрепете комфортно отпред, регулирайки до желаната компресия.

Предупреждения:

- Не използвайте продукта, ако предварително сте нанесли загряващи или топлоотделящи мазила.
- Ако се появи раздразнение на кожата, прекратете употребата и се консултирайте с лекар.
- Продуктът е предназначен само за лична употреба.
- Не използвайте, ако продуктът или неговите аксесоари са повредени.
- Рециклирайте компонентите със символи за рециклиране и изхвърлете останалите съгласно местните, регионалните или националните разпоредби.

Медицинско изделие

Производител: KOUGIOUMTZIS M.& Co

30, ул. N. Tomrazi, Промислена зона Орайокастро,

Пощенски код: 570 13, Пощенска кутия 360, Солун, Гърция

Тел.: +30 2310.611.070, Факс: +30 2310.611.470

E-mail: [info@anatomicline.gr](mailto:info@anatomicline.gr), [www.anatomicline.gr](http://www.anatomicline.gr)

Вносител: Селестиа Медикъл ЕООД

София, 1276 с.Кътмина, бул. Сливница 96

Тел. 0884947281

e-mail: [office@celestia-medical.com](mailto:office@celestia-medical.com);

[www.anatomicline.bg](http://www.anatomicline.bg)