

МЕКА ЦЕРВИКАЛНА ЯКА (ЯКА ЗА ШИЯ) 5401

- Изработена от материал с пяна. • Облечена с памучен материал за допълнителен комфорт.
- Височина: 9-11 см. • Закопчаване с велкро за лесно и сигурно регулиране.

Показания:

- Болка във врата (цервикодиния, цервикалгия).

Противопоказания / Странични ефекти

- Може да предизвика алергични реакции при хора, чувствителни към материалите на продукта. • При поява на раздразнение, обрив или постоянна болка, прекратете употребата и се консултирайте с лекар. • В случай на сериозно нежелано събитие, свързано с продукта, информирайте производителя и компетентния орган.

Инструкции за употреба:

1. Поставете яката около врата.
2. Уверете се, че главата и врата са в неутрална позиция.
3. Закрепете каишката със закопчалката на гърба.

Предупреждения:

- Не използвайте, ако са приложени загряващи или топлоотделящи мазила. • При поява на раздразнение на кожата, прекратете употребата и се консултирайте с лекар. • Продуктът е предназначен само за лична употреба. • Не използвайте, ако продуктът или неговите аксесоари са повредени. • Рециклирайте компонентите със символи за рециклиране и изхвърлете останалите части съгласно местните, регионалните или националните разпоредби. Медицинско изделие.

Производител: KOUGIOUMTZIS M.& Co

30, ул. N. Tompazi, Промислена зона Орайокастро,

Пощенски код: 570 13, Пощенска кутия 360, Солун, Гърция

Тел.: +30 2310.611.070, Факс: +30 2310.611.470

E-mail: info@anatomicline.gr, www.anatomicline.gr

Вносител: Селестиа Медикъл ЕООД

София, 1276 с.Кътина, бул. Сливница 96

Тел. 0884947281

e-mail: office@celestia-medical.com

www.anatomicline.bg