

ЕЛАСТИЧНА НАГЛЕЗЕНКА ЧЕРНА 6725

• Изработена от безшевен, тръбен, плетен еластичен материал за комфорт и издръжливост. • Затворена пета за по-добро прилепване и стабилност на глезена. • Високопропусклив материал, който осигурява ефективна компресия и комфорт през целия ден. • Четирипосочна еластична материя за перфектно прилягане и свобода на движението.

Показания: • Леки травми на глезена и натъртвания. • Превенция и възстановяване след физически натоварвания или контузии. • Подкрепа и стабилизация по време на спортни активности или в ежедневието.

Противопоказания / Странични ефекти: • Може да предизвика алергични реакции при хора, чувствителни към материалите на продукта. • При поява на раздразнение, обрив или постоянна болка, прекратете употребата и се консултирайте с лекар. • В случай на сериозно нежелано събитие, свързано с продукта, информирайте производителя и компетентния орган.

Инструкции за употреба

1. Задръжте горната част на наглезенката с двете ръце, по една от всяка страна.

2. Поставете крака си в наглезенката и издърпайте нагоре, докато пасне правилно и плътно около глезена.

Предупреждения: • Не използвайте, ако са приложени загряващи или топлоотделящи мазила върху кожата. • При поява на раздразнение на кожата, прекратете употребата и се консултирайте с лекар. • Продуктът е предназначен само за лична употреба. • Не използвайте, ако продуктът или неговите аксесоари са повредени. • Рециклирайте компонентите със символи за рециклиране и изхвърлете останалите части съгласно местните, регионалните или националните разпоредби.

Медицинско изделие.

Производител: KOUGIOUMTZIS M.& Co

30, ул. N. Tomrazi, Промислена зона Орайокастро,
Пощенски код: 570 13, Пощенска кутия 360, Солун, Гърция

Тел.: +30 2310.611.070, Факс: +30 2310.611.470

E-mail: info@anatomicline.gr, www.anatomicline.gr

Вносител: Селестиа Медикъл ЕООД

София, 1276 с.Кътина, бул. Сливница 96

Тел. 0884947281

e-mail: office@celestia-medical.com

www.anatomicline.bg